



# (DP322) 口腔拭子基因组 DNA提取试剂盒操作指南

天根生化科技（北京）有限公司

版本号：20170328

[WWW.TIANGEN.COM](http://WWW.TIANGEN.COM)

## 实验准备

1. 口拭子
2. 移液器及配套无菌枪头（200  $\mu$ l，1ml），2 ml离心管
3. 无水乙醇
4. 涡旋振荡器，金属浴/水浴，台式离心机



**注意：为了保证样本不被食物或者饮料污染，取样前 30 min内请勿进食和饮水。**

## 实验准备-试剂盒准备

使用前先在漂洗液PW和GD中加入无水乙醇，加入体积请参照瓶上的标签。



## Step 1

取样方式：使用棉签在面颊内擦拭10次。



将棉签转置于2 ml离心管中，用剪刀  
将棉签部分从其杆上剪下或折断  
(根据棉签使用说明操作)

加入400  $\mu$ l缓冲液GA。

## Step 2



加入20  $\mu$ l Proteinase K溶液，  
涡旋10 sec混匀



56°C放置60 min  
其间每15 min涡旋混匀数次。

## Step 3



加入400 µl缓冲液GB，  
充分颠倒混匀



70°C放置10 min，此时  
溶液应变清亮



简短离心，吸取溶液（用  
枪头挤压拭子），将尽可能多的裂解液转移。

## Step 4



加200  $\mu$ l无水乙醇，充分颠倒混匀，  
简短离心以去除管盖内壁的液滴。

**注意：**加入无水乙醇后可能会出现絮状沉淀，但不影响DNA提取。

## Step 5



将上一步所得溶液和絮状沉淀都加入一个吸附柱CR2中（吸附柱CR2放入收集管中）

12,000 rpm ( $\sim 13,400 \times g$ )离心30 sec，倒掉收集管中的废液，将吸附柱CR2放回收集管中。



## Step 6



向吸附柱CR2中加入500  $\mu$ l缓冲液GD（使用前请先检查是否已加入无水乙醇），  
12,000 rpm ( $\sim 13,400 \times g$ )离心30 sec，弃废液，  
将吸附柱CR2放回收集管中。

## Step 7




向吸附柱CR2中加入600  $\mu$ l 漂洗液PW（使用前请先检查是否已加入无水乙醇），  
12,000 rpm ( $\sim 13,400 \times g$ )离心30 sec，弃废液，  
将吸附柱CR2放回收集管中。

**Step 8 重复操作步骤7。**

## Step 9




12,000 rpm (~13,400 × g) 离心 2 min，倒掉废液。



吸附柱 CR2 室温放置 2 min 彻底晾干吸附材料中残余的漂洗液。

**注意：**漂洗液中乙醇的残留会影响后续的酶反应（酶切、PCR等）实验。

## Step 10



吸附柱CR2转入试剂盒配套的1.5 ml离心管中，向吸附膜中间位置悬空滴加50-200  $\mu$ l 洗脱缓冲液TB，室温放置2 min，12,000 rpm( $\sim 13,400 \times g$ )离心2 min，将溶液收集到离心管中。